



CABLE ELECTROVALVULAS: Encauchetado 2X18 Centelsa

CABLE RESISTENCIA: Cable con recubrimiento en FV AWG #10

CABLE SENSORES NIVEL: Cable con recubrimiento en FV AWG #18

CONEXIONES DC y AC TARJETA: Cable vehicular centelsa AWG#18 (Línea 1:Negro, Línea 2: Blanco, Línea 3:Rojo
GND:Negro, +VDC:Rojo, -VDC:Blanco)

CABLE DE ALIMENTACION: Encauchetado 4X8 Centelsa

Cable Termostato,Parada de emergencia,Interruptor de puerta: Encauchetado 2X18 Centelsa
Conexiones no mostradas en este plano, debe referirse a esquema electronico

Conectar Manguera Sensor de presión en puerto +

NOTA: Cablear de acuerdo a potencia de cada conexión.

NOMBRE: Conexiones Autoclave 250L Horizontal Dobel Puerta con Vacio

DIBUJÓ: JUDAPIES

REVISÓ:

FECHA:

HOJA 1 DE 3

JP INGLOBAL

La información aquí contenida es
propiedad intelectual de
JP INGLOBAL.
Prohibida su reproducción total o
parcial sin autorización

PLANO N°: