



CABLE ELECTROVALVULAS: Encauchetado 2X18 Centelsa
CABLE RESISTENCIA: Cable con recubrimiento en FV AWG #12
CABLE SENSORES NIVEL: Cable con recubrimiento en FV AWG #18
CONEXIONES DC y AC TARJETA: Cable vehicular centelsa AWG#18 (Línea 1:Negro, Línea 2: Blanco,GND:Negro, +VDC:Rojo)
Conexiones no mostradas en este plano, debe referirse a esquema electronico

Conectar Manguera Sensor de presión en puerto +	
NOTA: Cablear de acuerdo a potencia de cada conexión.	
NOMBRE:	Conexiones Autoclave Horizontal con Reservoirio

DIBUJÓ: JUDAPIES	JP INGLOBAL <small>La información aquí contenida es propiedad intelectual de JP INGLOBAL. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización</small>
REVISÓ:	
FECHA:	
HOJA 1 DE 1	PLANO N°: