



## AUTOCLAVE HORIZONTAL SECTOR SALUD AUTOMATICA – DIGITAL

FJP-785 Versión 1 Pág. 1 de 1.

JPBIOINGENIERIA S.A.S. NIT. 900409216-6

Marca: JPINGLOBAL Modelo: 2020

Tipo: Autoclave horizontal para sector salud

Aplicación : Esterilización a 121°C y 134°C

Fabricado en Colombia

(Autoclave clase B REF. JPCLA3B-23LH ) Sistema de vacío para ciclos de pre y post vacío OPCIONAL (Secado mejorado) ) -Autoclave clase B Para material envuelto y poroso

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS** Ítem Descripción Imagen Dimensiones Dimensiones internas: diametro 250 x 400 profundidad Dimensiones externas: ancho 60 cm x profundidad 65 cm + (20 cm manija) x 49 cm alto 92 Kg Peso Horizontal de sobre mesa Tipo Clave de acceso 4 dígitos programables Pantalla Display Pantalla TOUCH A TODO COLOR 3.5" con grafica donde visualiza tiempo de esterilización, en qué momento se encuentra del ciclo, tiempo de secado, temperatura programada, temperatura real y fin de ciclo. Tablero de instrumentos Digital Control y sistema Panel de control digital. Hora y fecha actualizados Control microprocesado de alta precisión para resultados perfectos de esterilización



	Sistema de esterilización automático.
	Sistema de secado automático por bomba de vacío (Incluida)
	Indicador de temperatura visual.
	Indicador de presión visual.
	Registro de datos de esterilización por medio de control electrónico.
	Monitoreo independiente de temperatura y presión.
	Los ciclos de líquidos se hacen por medio de rampa electrónica para realizar ciclos perfectos.
	6 niveles de desfogue ajustables para líquidos
	Uniformidad de temperatura en la cámara para esterilización de todo el contenido.
	Al final del ciclo se evacua el agua de la cámara para evitar contaminación.
Programas de esterilización	Por medio de control electrónico con pantalla TOUCH A TODO COLOR
	<ul> <li>4 Programas pre establecidos, 3 ciclos libres y 2 Ciclos de prueba BOWIE &amp; DICK y TEST VACIO (Incluye</li> </ul>
	bomba de vacio y generador de vapor)
Impresora	Incorporada (Opcional REF JPIPL-7845)
Salida y conexiones	USB
Temperatura de trabajo	105°C a 138°C.
Materiales de construcción	Cámara en acero inoxidable 304 L certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. El equipo está
	diseñado para fácil mantenimiento y limpieza. (Opcional 316L o Ti)
	Generador de vapor en acero inoxidable 304
	Material externo Acero recubierto con pintura electrostática blanca (Opcional acero inoxidable 304)
Bafle	Bafle de distribución de vapor y secado en acero inoxidable
Reservorio	Reservorio integrado
Funcionamiento	El autoclave trabajo por medio de vapor y agua limpia, destilada y procesada con vapor; En cada ciclo utiliza agua
	limpia, impidiendo la formación de óxido y de bio-contaminantes.
Seguridad	Monitoreo electrónico y mecánico.
	Tapa frontal de seguridad para evitar quemaduras
	Seguridad de proceso por medio de control de nivel.
	Sistema de seguridad por sobre presión.
	Sistema de seguridad por sobre temperatura.
	Apagado automático después de terminar el ciclo de esterilización.
	Sistema de seguridad en las resistencias.
	Termostato para protección contra sobre calentamiento.
	Protección con contraseña permitiendo un control de seguro acceso.
	Válvulas de seguridad para sobre presión y sobre temperatura.
	Si el equipo está más de cuatro horas sin uso se apagara automáticamente.
Indicadores visuales de seguridad:	Alerta parada de emergencia , Alerta de puerta abierta, Alerta de falta de agua y Alerta de fin de ciclo
Voltaje de alimentación	220 VAC/60Hz.
Incluye	Bandeja en acero inoxidable
<del></del>	2 Metros de manguera
Cumplimiento de normas internacionales	ASME sec VIII , DIN 58951, ISO 17665-1:2006 IEC/UL/EN61010-1, IEC 61010-2-040, ISO 13485:2003