



CABLE ELECTROVALVULAS: Encauchetado 2X18 Centelsa
 CABLE RESISTENCIA: Cable con recubrimiento en FV AWG #10
 CABLE SENSORES NIVEL: Cable con recubrimiento en FV AWG #18
 CONEXIONES DC y AC TARJETA: Cable vehicular centelsa AWG#18 (Linea 1:Negro, Linea 2: Blanco, Linea 3:Rojo
 GND:Negro, +VDC:Rojo, -VDC:Blanco)
 CABLE DE ALIMENTACION: Encauchetado 4X10 Centelsa
 Cable Termostato,Parada de emergencia,Interruptor de puerta: Encauchetado 2X18 Centelsa
 Conexiones no mostradas en este plano, debe referirse a esquema electronico

Conectar Manguera Sensor de presión en puerto +

NOTA: Cablear de acuerdo a potencia de cada conexión.

NOMBRE: Conexiones Autoclave 110L Horizontal Mod: Autoclave HMI 2018

DIBUJÓ: Felipe Garzón

REVISÓ: JUDAPIES

FECHA:
28/11/2018

HOJA 1 DE 1

JP INGLOBAL

La información aquí contenida es propiedad intelectual de JP INGLOBAL. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización

PLANO N°: