

 JP BIOINGENIERIA S.A.S Efectivo a partir de: 02-Marzo-2017	REPORTE VISITA TÉCNICA	FJP - 30
		Versión: 01

MANTENIMIENTO Preventivo ☐
 Correctivo ☒

FECHA: 20/sep/19	CLIENTE: DAVILA y DAVILA	E-MAIL:
CIUDAD: GUAMACHITO	DIRECCIÓN: Laboratorio de fitosanidad	
EQUIPO: Autoclave 110 lts	REF.: JPA110LH	SERIAL:
FECHA INSTALACION:	NOMBRE TÉCNICO: ROBERTO RIBON Melendez	

SI EL MANTENIMIENTO ES CORRECTIVO DESCRIBIR EL PROBLEMA

Se Reemplaza fuente de poder y encuentra fusa
 CAIDA con funcionamiento de la planta, sin embargo
 El Equipo funciona Bien con el fluido electrico normal

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción	Si	No	Observaciones

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NOTA: La garantía no cubre el mal uso o uso inadecuado del equipo o problemas por variaciones de voltaje y/o descargas eléctricas (ver recomendaciones en el manual del usuario)

OBSERVACIONES: Equipo funcionó Okey.